

Zadania do wykonania - Pomiar Pletyzmografem

| Zadanie | Punkty |
|--|--------|
| Charakterystyka HPF (cz. odcięcia 1Hz) | 2 |
| Charakterystyka HPF (cz. odcięcia 0.3Hz) | 2 |
| Charakterystyka LPF (cz. Odcięcia 40Hz) | 2 |
| Charakterystyka LPF (cz. Odcięcia 10Hz) | 2 |
| Pomiary Przepływu krwi (oscyloskop) | 1 |
| Pomiary Przepływu krwi (KL-720) | 1 |

Wyniki pomiarów należy skomentować